



エコフィード栄養成分測定装置 NIR SPECTROMETER for Ecofeed

S-7120

エコフィード(食品残渣リサイクル飼料)の栄養成分を短時間(1分)で測定します。
本装置により測定された1200～2500nmの近赤外反射スペクトルから6種類
の栄養成分を計算・表示します。

● 装置外観



● 測定データ



測定画面

S-7120

● 標準構成

- 本体
- リファレンス測定用白板
- 試料カップ
- 専用ソフトウェア
- 取扱説明書
- ACケーブル
- USBケーブル

● 仕様

測定項目	水分、粗脂肪、粗蛋白、可溶無窒素物、粗繊維、粗灰分
測定波長	1200～2500nm
測定時間	1分
ケモメトリックス	PLS統計手法によりスペクトルから計算(CAMO社OLUP使用)
光源	ハロゲンランプ
インタフェース	USB2.0
電源	AC100V
形状	370(W) × 240(H) × 242(D)
重量	11kg

● 試料セルと試料室

試料エコフィードは、粉碎、乾燥し
試料カップにいれ、重りをのせます。
この試料カップを試料室に置き測定し
ます。
試料台は自動的に回転し、試料の
色々な位置でスペクトル測定を実施し、
平均値を得ることができます。



● オプション

- The unscrambler® (1年間の保証と無料バージョンアップ付)
- Unscrambler Japanese Manual
- 試料室用クリーナ
- 粉碎器

- 本仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

● お問い合わせは下記まで



株式会社 相馬光学

〒190-0182

東京都西多摩郡日の出町平井23-6

TEL : 042(597)3256 FAX : 042(597)3208

E-mail : sales@somaopt.co.jp

URL : <http://www.somaopt.co.jp>

[販売代理店]